

Modifica codice prodotto e caratteristiche

RES-Q-SPLINT E RES-Q-SPLINT PLUS

Sacca di trasporto per steccobende a depressione



La sacca di trasporto dedicata alle steccobende a depressione modelli Res-Q-Splint e Res-Q-Splint Plus, presenterà caratteristiche differenti a partire dalle prossime forniture.

La sacca non sarà più cucita ma saldata, per un'aumentata resistenza all'usura e alla trazione, e non sarà più di colore arancio ma giallo, per una maggiore visibilità.

Sulla sacca sarà presente un nuovo logo, che renderà più rapida l'identificazione dei dispositivi per l'immobilizzazione degli arti durante le procedure d'emergenza.

QM22540A - Sacca di trasporto per steccobende a depressione Res-Q-Splint e Res-Q-Splint Plus

DATI TECNICI

Dimensioni	550 x 180 x h420 mm
Peso	600 g
Materiale	Spentex®

La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 19/03/2014

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (19/03/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it