

Cambio del código del producto y de las características técnicas

RES-Q-SPLINT Y RES-Q-SPLINT PLUS

Bolsa de transporte para férulas de vacío



La bolsa de transporte para las férulas de vacío, modelos Res-Q-Splint y Res-Q-Splint Plus, tendrá características diferentes desde el próximo suministro. La bolsa no será cosida sino soldada, para aumentar la resistencia al desgaste y a la tracción, y ya no será de color naranja sino amarilla, para una mayor visibilidad.

También la bolsa tendrá un nuevo logotipo, para una rápida identificación de los dispositivos para la inmovilización de las extremidades durante los procedimientos de emergencias.

QM22540A - Bolsa de transporte para férulas de vacío Res-Q-Splint y Res-Q-Splint Plus

DATOS TECNICOS

Dimensiones	550 x 180 x h420 mm
Peso	600 g
Material	Spentex®

El cambio descrito se considera válido a partir de 19/03/2014