



HIRVIN

Telo portافرuti ad alta resistenza

Modifica portata versioni 10 maniglie (passa a 300 Kg)



Il telo portافرuti Hirvin, è un dispositivo destinato al trasferimento dalla barella al letto o per il trasporto dal luogo dell'intervento verso la barella di pazienti che non presentino traumi spinali.

Modifiche apportate

La portata passa da 150 a 300 Kg per le versioni 10 maniglie cod. QM40300 e QM40301

*Le modifiche saranno attive dai lotti successivi a:
OLE1/140416/2014 per QM40300
OLE1/140568/2014 per QM40301*

Dati tecnici

Lunghezza	1850 ± 10 mm
Larghezza	760 ± 5 mm
N° Maniglie	10
Larghezza nastri	50 mm
Lunghezza maniglie	170 mm
Portata	300 kg
Materiali	Nylon, PVC
Peso	1,5 kg

Caratteristiche specifiche

Costruito con materiali ignifughi
Facile igienizzazione grazie all'utilizzo di tessuto non assorbente
Cuciture in nylon per garantire elevata resistenza
La larghezza del nastro delle maniglie garantisce sicurezza nella presa.
Bassissimi ingombri di stoccaggio

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

HIRVIN - TELO PORTAFERITI
10 MANIGLIE
ARANCIO/GIALLO
QM40300A/QM40301A



Conforme a

UNI EN 1865-1

Rev.0 (26/01/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it