

ZEN

Cuscino anatomico

Modifica forma base d'appoggio, inserimento fascia ancoraggio



Cuscino anatomico destinato all'utilizzo con barelle Spencer e non, per fornire appoggio alla nuca, aumentare il comfort del paziente e migliorare l'allineamento del capo durante le fasi trasporto permettendone anche l'iperestensione.

Modifiche apportate

La base di appoggio è stata modificata in modo da adattarsi perfettamente alla forma dei materassi Spencer, aumentando così la stabilità del cuscino

E' stato aggiunto un elastico passante necessario al montaggio di una fascia con inserto in strap femmina. E' possibile applicare uno strap maschio alla superficie su cui viene appoggiato il dispositivo, in modo da renderlo ancora più stabile

Modifiche attive a partire al lotto 1500678 incluso

Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile

La conformazione consente duplice modalità di applicazione in modo da offrire tipologie di supporto differenti

L'inserto in strap sul nastro integrato conferisce maggior stabilità se collocato su superfici dotate di strap maschio

Il nastro permette di fissare il cuscino ad una maniglia o tubolare presente sul pianale.

I bordi rialzati permettono un accoppiamento perfettamente solidale con i materassi Spencer

Applicato con la parte alta in direzione della base del collo, permette di iperestendere il capo aumentando la pervietà delle vie aeree

Dati tecnici

Dimensioni	235x300x130 ± 10 mm
Materiali	PU, Nylon, poliestere
Peso	680 ± 20 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

ZEN - CUSCINO ANATOMICO

GIALLO

QM50000A

Classificazione CND



V0899

Identificativo registrazione

170966

Rev.0 (07/09/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it