

Modifica funzionale

AIR SPLINT ED ECO AIR SPLINT

Steccobende gonfiabili



Dalle prossime forniture le steccobende gonfiabili modello Air Splint ed Eco Air Splint saranno dotate di tirazip in gomma colorato.

Il codice colore, che consente una colorazione diversa per ciascuna taglia delle steccobende, renderà possibile una più rapida identificazione della misura corretta da utilizzare durante le procedure di emergenza.

Le dimensioni maggiorate del tirazip e il materiale antiscivolo permettono inoltre maggiore grip e facilità di utilizzo per gli operatori.

DATI TECNICI

Air Splint braccio 370 mm	QS24237A
Air Splint braccio 640 mm	QS24264A
Air Splint braccio 750 mm	QS24275A
Air Splint gamba 400 mm	QS24240A
Air Splint gamba 670 mm	QS24267A
Air Splint gamba 850 mm	QS24285A
Air Splint Kit	QS24202A
Eco Air Splint Kit	QS24200A

CE

La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 22/10/2012

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (22/10/2012)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it