

Modification fonctionnelle

AIR SPLINT ET ECO AIR SPLINT

Attelles gonflables



Les attelles pneumatiques modèle Air Splint et Eco Air Splint, à compter des prochaines fournitures seront équipées de tirettes de fermeture éclair en caoutchouc coloré.

Ce code couleur, qui permet d'identifier chaque taille d'attelle, permettra de repérer plus rapidement la taille la plus adéquate durant les opérations de premier secours.

Les dimensions plus importantes de ces tirettes et le caoutchouc antidérapant permettent un meilleur grip et une simplicité d'utilisation pour les opérateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|----------|
| Air Splint bras 370 mm | QS24237A |
| Air Splint bras 640 mm | QS24264A |
| Air Splint bras 750 mm | QS24275A |
| Air Splint jambe 400 mm | QS24240A |
| Air Splint jambe 670 mm | QS24267A |
| Air Splint jambe 850 mm | QS24285A |
| Air Splint Kit | QS24202A |
| Eco Air Splint Kit | QS24200A |



La modification décrite est valable à partir du 22/10/2012