

Cambio funcional

AIR SPLINT Y ECO AIR SPLINT

Férulas inflables



En los próximos suministros, los modelos de férulas inflables Air-Splint y Eco Air-Splint estarán equipados con tiradores de cremallera en goma coloreada. El código de colores, que tiene una coloración diferente para cada tamaño de férula, hace posible una identificación más rápida de la medida correcta a utilizar durante los procedimientos de emergencia. El mayor tamaño del tirador de cremallera y el material antideslizante permiten un mejor agarre y facilidad de uso para los operadores.

DATOS TECNICOS

Air Splint brazo 370 mm	QS24237A
Air Splint brazo 640 mm	QS24264A
Air Splint brazo 750 mm	QS24275A
Air Splint pierna 400 mm	QS24240A
Air Splint pierna 670 mm	QS24267A
Air Splint pierna 850 mm	QS24285A
Air Splint Kit	QS24202A
Eco Air Splint Kit	QS24200A



El cambio descrito se considera válido a partir de 22/10/2012