

Modifica configurazione prodotti

ECO B-LIFE

Maschere facciali in gomma



A fine esaurimento scorte le maschere facciali in gomma Eco B-life andranno fuori produzione. Nelle configurazioni di palloni rianimatori che prevedevano la presenza di questo modello di maschere facciali e all'interno dei kit di rianimazione in cui erano fino ad ora presenti, le Eco B-life saranno sostituite dai seguenti codici:

- RM20400B - B-life Maschera facciale in silicone mis. 0
- RM20401B - B-life Maschera facciale in silicone mis. 1
- RM20402B - B-life Maschera facciale in silicone mis. 2
- RM20403B - B-life Maschera facciale in silicone mis. 3
- RM20404B - B-life Maschera facciale in silicone mis. 4
- RM20405B - B-life Maschera facciale in silicone mis. 5
- RM20410B - B-life Maschere facciali kit sei misure

Le maschere B-life si caratterizzano per il cuscino in silicone, che migliora il collabimento della maschera sul viso del paziente. Le corrispondenze tra le misure rimangono invariate.

DATI TECNICI

Materiale conchiglia	policarbonato
Materiale cuscino	silicone
Sterilizzazione in autoclave	a 134°C
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Durante il funzionamento	da -18 a +50 °C
Durante lo stoccaggio	da -30 a +60 °C
Latex free	

CE 0123

La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 15/05/2014

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev. 0 (15/05/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it