

Modification configuration de produits

ECO B-LIFE

Masques faciaux en caoutchouc



A épuisement du stock les masques faciaux en caoutchouc Eco B-life seront mis hors fabrication. Dans les configurations d'insufflateurs qui comprennent la présence de ce modèle de masques faciaux et dans les kits de réanimation où ils étaient présents, les Eco B-life seront remplacés par les codes suivants:

- RM20400B - B-life Masque facial en silicone taille 0
- RM20401B - B-life Masque facial en silicone taille 1
- RM20402B - B-life Masque facial en silicone taille 2
- RM20403B - B-life Masque facial en silicone taille 3
- RM20404B - B-life Masque facial en silicone taille 4
- RM20405B - B-life Masque facial en silicone taille 5
- RM20410B - B-life Masques faciaux en silicone kit six tailles

Les masques B-life sont caractérisés par le bourrelet en silicone, qui améliore l'adhérence du masque sur le visage du patient. Les correspondances entre les mesures restent inchangées.

DATI TECNICI

Matériau coquille	polycarbonate
Matériau bourrelet	silicone
Stérilisation en autoclave	à 134°C
CONDITIONS AMBIENTALES	
Pendant le fonctionnement	de -18 à +50 °C
Pendant le stockage	de -30 à +60 °C
Sans latex	

CE 0123

La modification décrite est valable à partir du 15/05/2014