

## Cambio de configuración

**ECO B-LIFE**

## Mascarillas faciales de goma



Hasta agotarse su existencia las mascarillas faciales de goma Eco B-life serán descontinuadas. En las configuraciones de los resucitadores manuales que incluyeron la presencia de este modelo de mascarillas faciales y en maletines de reanimación donde estaban hasta ahora presentes, las Eco B-life se sustituirán por los siguientes códigos:

- RM20400B - B-life Mascarilla facial en silicona med. 0
- RM20401B - B-life Mascarilla facial en silicona med. 1
- RM20402B - B-life Mascarilla facial en silicona med. 2
- RM20403B - B-life Mascarilla facial en silicona med. 3
- RM20404B - B-life Mascarilla facial en silicona med. 4
- RM20405B - B-life Mascarilla facial en silicona med. 5
- RM20410B - B-life Mascarillas faciales kit seis medidas

Las mascarillas B-life se caracterizan por una almohadilla de silicona, que mejora la colocación sobre el rostro del paciente. Las correspondencias entre las medidas se mantienen sin cambios.

**DATI TECNICI**

Material de cúpula	policarbonato
Material de almohadilla	silicona
Esterilización en autoclave	a 134 °C
<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>	
Durante el funcionamiento	de -18 a +50 °C
Durante el almacenamiento	de -30 a +60 °C
Sin látex	

El cambio descrito se considera válido a partir de 15/05/2014