

Modifica configurazione

B-VAC

Aspiratore di secreti manuale



Il dispositivo per aspirazione B-Vac dalle prossime forniture verrà fornito esclusivamente completo di catetere per paziente adulto.

Il catetere per paziente pediatrico non sarà più un accessorio in dotazione.

DATI TECNICI

Dimensioni (mm)	80 x 70 x 35
Peso (kg)	0,29
Vuoto massimo (mm Hg)	-550
Portata massima (L/min)	>20
Volume vaso in dotazione	350
Tubo PVC	Si
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 +50
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 +60
Umidità	95%
Colore	Giallo

B-Vac RV71150B



La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 12/03/2013

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev. 0 (12/03/2013)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it