

Modification de configuration

B-VAC

Aspirateur de mucosités manuel



Le dispositif pour l'aspiration modèle B-Vac à partir des prochaines fournitures sera livré uniquement avec la sonde d'aspiration pour patient adulte. La sonde d'aspiration pour patient pédiatrique ne sera plus livrée avec le dispositif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	80 x 70 x 35
Poids (kg)	0,29
Vide maximal (mm Hg)	-550
Débit maximal (L/min)	>20
Volume vase collecteur (ml)	350
Tube en PVC	Oui
Température d'utilisation (°C)	-20 +50
Température de stockage (°C)	-10 +60
Humidité	95%
Couleur	Jaune

B-Vac RV71 150B

La modification décrite est valable à partir du 12/03/2013