

Cambio de configuración

## B-VAC

Aspirador manual de secreciones



Los dispositivos de succión B-Vac, en los próximos suministros serán proporcionados exclusivamente con el catéter completo para pacientes adultos. El catéter para pacientes pediátricos ya no será un accesorio estándar.

### DATOS TECNICOS

Medidas (mm)	80 x 70 x 35
Peso (kg)	0,29
Vacío máximo (mmHg)	-550
Capacidad máx. de aspiración (L/min)	>20
Volúmen vaso en dotación	350
Tubo PVC	Si
Temperatura de uso (°C)	-20 +50
Temperatura de almacenaje (°C)	-10 +60
Humedad	95%
Color	Amarillo

B-Vac RV71150B

El cambio descrito se considera válido a partir de 12/03/2013