


Modifica strutturale

## SPENCER SHELL

Barella basket universale



Grazie ad una modifica a livello del materiale costituente la scocca, il tempo di vita medio delle barelle basket Spencer Shell è stato raddoppiato da 5 anni a 10 anni.

Il polietilene che viene ora utilizzato ha una nuova formulazione, la quale presenta un incremento delle performance meccaniche e di durezza, che permettono l'aumento del valore di Shore, questo grazie a nuovi sistemi di polimerizzazione della materia prima.

Questa modifica a livello di materiale consente di ottenere un dispositivo con una vita utile incrementata, rispettando pienamente i requisiti di sicurezza e qualità Spencer.

### DATI TECNICI

Spencer Shell gialla	ST04012A
Spencer Shell arancio	ST04000A
Spencer Shell rossa	ST04017A
Spencer Shell military	ST04001A



La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 06/06/2012

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
www.spencer.it

Rev. 0 (06/06/2012)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it