

Modification structurelle

SPENCER SHELL

Barquette de sauvetage universelle



Grace à une amélioration de la matière constituant la coque, la durée de vie moyenne des barquettes Spencer Shell est passée de 5 ans à 10 ans.

Le polyéthylène qui est actuellement utilisé possède une nouvelle formule. Cette nouvelle formule présente une forte amélioration des performances mécaniques et de robustesse, qui permettent une hausse de la valeur de Shore, ceci grâce à des nouveaux systèmes de polymérisation de la matière première.

Ce changement permet d'obtenir un dispositif ayant une durée de vie plus longue tout en respectant les standards de sécurité et de qualité Spencer.

TECHNICAL DATA

Spencer Shell jaune	ST04012A
Spencer Shell orange	ST04000A
Spencer Shell rouge	ST04017A
Spencer Shell military	ST04001A



La modification décrite est valable à partir du 06/06/2012

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev. 0 (06/06/2012)

Pour vérifier l'exactitude des informations ci décrites et mises à jour, contacter le service commercial de Spencer Italia: info@spencer.it