


Cambio estructural
SPENCER SHELL
 Camilla nido universal



Gracias a un cambio a nivel del material que constituye la cubierta, la vida promedio de la camilla de cesta Shell Spencer se ha duplicado, pasando de 5 a 10 años.

El polietileno que se usa ahora tiene una nueva formulación, que muestra un aumento de la dureza y funcionamiento mecánico, que permiten el aumento del valor de Shore, esto gracias a los nuevos sistemas de polimerización de la materia prima. Este cambio en los materiales permite un dispositivo con una vida útil mayor, respetando plenamente los requisitos de seguridad y calidad Spencer.

DATOS TECNICOS

Spencer Shell amarilla	ST04012A
Spencer Shell naranja	ST04000A
Spencer Shell roja	ST04017A
Spencer Shell military	ST04001A



El cambio descrito se considera válido a partir de 06/06/2012