

Modifica funzionale

R-MAX

Sistema di fissaggio 10 G per barelle



La modifica riguarda la leva di sblocco del gancio, che è stata modificata per renderne più agevole ed ergonomica l'attivazione.

Rispetto alla precedente versione, ora non si deve più tirare la leva di sblocco, ma semplicemente ruotarla verso il lato esterno del gancio e grazie al nuovo meccanismo interno si diminuisce la forza necessaria per attivarlo.

Il sistema è dotato di una nuova presa ergonomica adatta a tutti gli operatori.

DATI TECNICI

Lunghezza	1800 mm
Larghezza	445 mm
Altezza	75 mm
Peso	9 kg

ST42702C

R-MAX



La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 19/04/2012

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.1 (14/05/2012)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it