

## Modification fonctionnelle

### R-MAX

Système de fixation 10 G pour chariots  
brancards



La modification concerne le levier de déverrouillage du système d'ancrage. Ce levier a été modifié pour obtenir une meilleure maniabilité et simplicité d'utilisation.

Par rapport à la version précédente, sur cette version il n'est plus indispensable de tirer le levier de déverrouillage mais il suffit simplement de la déplacer latéralement. Grâce à cette amélioration il est ainsi possible de déverrouiller le système d'ancrage sans aucun effort.

Le système il est équipé d'une nouvelle poignée ergonomique qui s'adapte à tous les opérateurs.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur:	1720 mm
Largeur:	445 mm
Hauteur:	75 mm
Poids:	9 kg

ST42702C R-MAX



La modification décrite est valable à partir du 19/04/2012