

Cambio funcional

R-MAX

Sistema de fijación 10 G para camillas



La enmienda se refiere al gancho de la palanca de liberación, el cual ha sido modificado para que sea más cómoda y ergonómica la activación.

En comparación con la versión anterior, ahora ya no tienen que tirar de la palanca de liberación, sino simplemente girar hacia el lado exterior del gancho y gracias a este nuevo mecanismo interno se disminuye la fuerza necesaria para activarlo.

El sistema está equipado con un nuevo diseño ergonómico adecuado para todos los operadores.

DATOS TECNICOS

Longitud	1800 mm
Ancho	445 mm
Altura	75 mm
Peso	9 kg

ST42702C

R-MAX



El cambio descrito se considera válido a partir de 19/04/2012