

Modifica tecnica e funzionale

EXTRATANK

Cassone da recupero



La già elevata qualità del cassone da recupero Spencer Extratank è stata ulteriormente aumentata modificando, in punti ben precisi, la struttura. Un nuovo telaio in alluminio con rinforzi in acciaio rende il dispositivo estremamente rigido e leggero. Il comfort per l'utilizzatore incrementa grazie al nuovo design delle maniglie di trasporto laterali e alle leve telescopiche rivestite in gomma.

DATI TECNICI

Scocca superiore	Polietilene alta densità
Scocca inferiore	Polietilene alta densità
Telaio	Acciaio/alluminio
Ruote Ø200 [mm]	Poliuretano gommato
Manici telescopici	Alluminio
Maniglie a scomparsa	Acciaio
Chiusura Corda	elastica
Larghezza [mm]	640
Lunghezza manici chiusi [mm]	2240
Lunghezza manici estesi [mm]	2770
Altezza [mm]	510
Capacità [L]	400
Peso [kg]	25
Portata massima [kg]	220

Extratank grigio ZC00201A
Extratank bianco ZC00204A

La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 03/10/2012

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (03/10/2012)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it