

Modification technique et fonctionnelle

EXTRATANK

Cercueil de transport



Le niveau de qualité du cercueil de transport Spencer Extratank, déjà très élevé, a été amélioré en modifiant la structure sur des points bien précis. Un nouveau châssis en aluminium avec des renforts en acier rend le dispositif extrêmement rigide et léger. Le confort pour l'utilisateur augmente grâce au nouveau design des poignées de transport latérales et aux poignées télescopiques rembourrées en caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coque superior	Polyéthylène haute densité
Coque inferieur	Polyéthylène haute densité
Châssis	Acier/aluminium
Roues Ø200 [mm]	Polyuréthane avec caoutchouc
Poignées télescopiques	Aluminium
Poignées rétractables	Acier
Fermeture Cordon	Élastique
Épaisseur [mm]	640
Longueur avec poignées fermées [mm]	2240
Longueur avec poignées déployées [mm]	2770
Hauteur [mm]	510
Volume [L]	400
Poids [kg]	25
Charge utile maximale [kg]	220

Extratank gris ZC00201A
Extratank blanc ZC00204A

La modification décrite est valable à partir du 03/10/2012